

La Ceinture de Stomie Caroskin



La ceinture de stomie sur mesure, pour un soutien maximal

La ceinture de stomie Caroskin offre **un soutien optimal à la stomie** tout au long de la journée et prévient le gonflement des intestins lorsque la pression sur la paroi abdominale est trop forte, notamment à la suite d'une activité physique intense.

La ceinture de stomie est également utilisée pour le **soutien postopératoire de la paroi abdominale**.

Découvrez 5 atouts uniques :

- ① Cinq tailles standard sont disponibles, mais des tailles personnalisées sont également proposées.
- ② L'utilisation à gauche et à droite est possible.
- ③ Chaque taille standard convient pour différentes ouvertures d'anneaux*.
- ④ La fermeture par bande velcro est facile à régler et à mettre et à enlever.
- ⑤ Des bandes velcro supplémentaires sont fournies pour assurer un ajustement optimal.

*La ceinture de stomie dispose d'anneaux adaptateurs en 6 diamètres intérieurs. De cette façon, la ceinture est compatible avec presque toutes les poches de stomie. (diamètres: 40, 50, 60, 70, 80, 100 mm).

Tableau des tailles:

Hauteur bande:
Taille

18 cm
Circonférence (cm)



S	76	85
M	86	95
L	96	105
XL	106	115
XXL	116	125

Il est également possible d'avoir une stomie **adapté au patient.**

Pourquoi choisir une Ceinture de stomie Caroskin ?

- Soutien optimal de la stomie tout au long de la journée.
- Prévention de la formation de prolapsus (c'est-à-dire un renflement des intestins dû à une trop forte pression sur la paroi abdominale) lors d'activités physiques (sport, jardinage, etc.).
- Soutien postopératoire de la paroi abdominale.

L'expertise de Caroskin:

Caroskin est synonyme d'une large gamme de produits professionnels pour le (post) traitement des **cicatrices, brûlures et œdèmes** et est développé et produit par Tricolast.

La recherche et l'innovation sont des piliers centraux dans nos activités commerciales afin de parvenir à des **solutions uniques, de haute qualité et conviviales pour le patient.**

Avec la ceinture de stomie, nous souhaitons également mettre notre grande expertise dans la fabrication de **textiles médicaux** au service des patients stomisés.

Pour plus d'informations:

Contactez +32 9 386 15 11
ou par mail: info@caroskin.eu

Nous serons heureux de vous aider !

Made in Belgium since 1948

Tricolast nv
Ommegangstraat 53
9800 Deinze